

Ficha Técnica

Nome da Análise:	Determinação de Cinzas Totais em Alimentos
Número do Método:	LIBR 013
Escopo de Aplicação:	Descrição de um método para determinação do teor de cinzas em uma ampla variedade de alimentos.
Descrição:	O teor de cinzas é determinado após calcinação em forno mufla a 550 °C.
Quantidade de amostra::	50 g
Referência do Método:	-
Plataforma Analítica:	Gravimetria
Informações Especiais:	Método acreditado ABNT ISO 17025:2017.

Analito	Alias	Unidade de Medida	Limite de Quantificação Típico	Incerteza
Cinzas Totais	-	g/100g	0.05	< 5 %