

Ficha Técnica

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome da Análise: | Enumeração de aeróbica mesofílica por compact dry. |
| Número do Método: | LI-00.762. |
| Escopo de Aplicação: | É aplicável a amostras de matérias-primas, linhas e produtos acabados. Alimentos para animais de estimação, amostras ambientais e produtos contendo probióticos estão excluídos do escopo. |
| Descrição: | Compact Dry é um meio pronto para uso que compreende meio de cultura e um agente gelificante solúvel a frio, reidratado por inoculação de 1 mL de amostra diluída no centro do meio autodifusível. |
| Quantidade de Amostra: | 25 g. |
| Método de Referência: | MicroVal certificate 2007LR01 |
| Plataforma Analítica: | Método de cultura. |

| Analito | Unidade de Medida | Limite de Quantificação |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Resultado de TVC | UFC/g UFC/mL | < 10 UFC/g < 1 UFC/ml |