

Ficha Técnica

Nome da Análise:	Análise de sujidade em Massas
Número do Método:	LIBR 110
Escopo de Aplicação:	O método é aplicável as matérias-primas de farinha de trigo.
Descrição:	Esta metodologia é realizada para a detecção de sujeira leve, insetos, fragmentos de insetos, cabelos de roedores, vidros, madeiras, metais e todo material estranho sólido e insolúvel em matérias-primas de farinha de trigo.
Quantidade de amostra:	50 g
Método Referência:	AOAC 972.32
Plataforma Analítica:	Percolação
Informações Especiais:	Todos os resultados são expressos por "presença" ou "ausência" de materiais estranhos. O limite de tolerância para fragmentos de insetos é avaliado de acordo com a RDC 14.

Grupo/ Alimento	Material Estranho	Limite de tolerância
Farinha de trigo	Fragmentos de insetos	75 / 50g
	Fragmentos de pelo de roedor	Ausência /50g
	Ácaros	Máximo de 5 na aliquota